

Quelle marque d'implants ? Quelle matière ? Quel type de restauration ?

Nous avons créé ce guide des compatibilités pour répondre aisément à vos questions sur les possibilités offertes par notre centre d'usinage dentaire.

Par marque d'implants, retrouvez facilement, les matériaux dans lesquels nous usinons pour des restaurations unitaires ou multiples.

Marque	Gamme d'implants	Service d'usinage Zfx					Composants disponibles			
ANTHOGRYR®	Axiom® 3.4 - 6.0									
	Multi-Unit® 4.8									
		CrCo I Ti	Zircone (sur base Ti)	Tout Zircone	Restauration unitaire	Restauration multiple	Base Titane Zfx	Vis Zfx	Scanbody	Usinage sur pré-milled possible

Recherchez la marque d'implants de votre cas, la colonne gamme d'implants vous indiquera les différentes gammes d'implants que nous usinons et dans quel diamètre. Les options d'usinage sont indiquées par gamme et diamètre d'implants.

En fonction de la gamme d'implants et du diamètre, les matières d'usinage sont indiquées comme réalisables pour des restaurations multiples ou unitaires.

3 possibilités : **x** Métal soit Chrome – Cobalt, soit Titane

x Zircone sur base titane Zfx

x Tout Zircone (uniquement garantie pour des connectiques externes)

(*) Cette étoile vous indique qu'il est fortement conseillé d'utiliser des bases multi-unit si engagement dans l'implant

Découvrez également nos **gammes de composants fabriqués par Zfx**, disponibles à la commande ; bases titane, vis, scanbodies et pré-milled

Nos bases Titane sont disponibles selon les marques et les gammes d'implants en deux design Small ou Regular.

A choisir selon le profil d'émergence et la vis de cicatrisation utilisée.

Commandez les scanbodies (par 2) pour la conception et l'usinage d'une nouvelle marque d'implants.



Marque	Gamme d'implants	Services d'usinage Zfx					Composants disponibles			
		CrCo I Ti	Zircone (sur Ti Base Zfx)	Tout Zircone	Restauration unitaire	Restauration multiple	Base Titane Zfx	Vis Zfx	Scanbody	Usinage sur pré-milled possible
ANTHOGYR®	Axiom® 3.4 - 6.0	■	■	■	■	*	■	■	2205	■
	Multi-Unit® 4.8	■	■	■	■	■	■	■	2206	■
BIOHORIZONS®	Tapered Internal® 3.5	■	■	■	■	■	■	■	2282	■
	Tapered Internal® 4.5	■	■	■	■	■	■	■	2283	■
	Tapered Internal® 5.7	■	■	■	■	■	■	■	2284	■
BIOTECH DENTAL®	Kontakt® 3.6 - 5.4	■	■	■	■	*	■	■	2207	■
	Pilier conique 4.9	■	■	■	■	■	■	■	2208	■
BREDENT®	SKY uni.cone® / SKY fast and fixed® 4.5	■	■	■	■	■	Small	■	2061	■
	SKY uni.cone® / SKY fast and fixed® 5.6	■	■	■	■	■	Small	■	2179	■
	SKY® 3.5	■	■	■	■	■	Small	■	2256	■
	SKY® 4.0	■	■	■	■	■	Small	■	2178	■
CAMLOG®	Screw Line® 3.3	■	■	■	■	■	Small pour multiple	■	2029	■
	Screw Line® 3.8	■	■	■	■	■		■	2030	■
	Screw Line® 4.3	■	■	■	■	■		■	2031	■
	Screw Line® 5.0	■	■	■	■	■		■	2032	■
	Screw Line® 6.0	■	■	■	■	■		■	2033	■
	VARIO SR® 3.8 - 4.3	■	■	■	■	■	Small	■	2180	■
	VARIO SR® 5.0 - 6.0	■	■	■	■	■		■	2181	■

* il est fortement conseillé d'utiliser des bases multi-unit en cas d'engagement dans l'implant



Réalisable



Non-réalisable



		Services d'usinage Zfx					Composants disponibles			
Marque	Gamme d'implants	CrCo I Ti	Zirco-e (sur Ti Base Zfx)	Tout Zirco-e	Restauratio- u-itaire	Restauratio- multiple	Base Tita-e Zfx	Vis Zfx	Sca- body	Usi- age sur pré- milled possible
ANTHOGRYR®	Axiom® 3.4 - 6.0								2205	
	Multi-U- it® 4.8								2206	
BIOHORIZONS®	Tapered I- ter- al® 3.5								2282	
	Tapered I- ter- al® 4.5								2283	
	Tapered I- ter- al® 5.7								2284	
BIOTECH DENTAL®	Ko- tact®3.6 - 5.4								2207	
	Pilier co- ique 4.9								2208	
BREDENT®	SKY u- i.co- e® / SKY fast a- d fixed® 4.5						Small		2061	
	SKY u- i.co- e® / SKY fast a- d fixed® 5.6								2179	
	SKY® 3.5						Small		2256	
CAMLOG®	SKY® 4.0								2178	
	Screw Li- e® 3.3						Small pour multiple		2029	
	Screw Li- e® 3.8								2030	
	Screw Li- e® 4.3								2031	
	Screw Li- e® 5.0								2032	
	Screw Li- e® 6.0								2033	
	VARIO SR® 3.8 - 4.3						Small		2180	
	VARIO SR® 5.0 - 6.0								2181	

* il est fortement conseillé d'utiliser des bases multi-unit en cas d'engagement dans l'implant



Réalisable



Non-réalisable

		Services d'usinage Zfx					Composants disponibles			
		   					   			
Marque	Gamme d'implants	CrCo I Ti	Zirco-e (sur base Ti Zfx)	Tout Zirco-e	Restaurationnaire	Restaurationmultiple	Base Titane Zfx	Vis Zfx	Sca-body	Usage sur pré-millé possible
DENTSPLY®	Astra EV 3.0								2186	ZFX18000300
	Astra EV 3.6								2188	ZFX18000310
	Astra EV 4.2				Ti				2190	ZFX18000320
	Astra EV 4.8								2192	ZFX18000330
	Astra EV 5.4								2194	ZFX18000340
	Astra OsseoSpeed® 3.0						S		2026	ZFX18000140
	Astra OsseoSpeed® 3.5-4.0					*	S/R		2027	ZFX18000150
	Astra OsseoSpeed® 4.5-5.0								2028	ZFX18000160
	Astra U- i 20®						Small		2163	
	Astra U- i 45®								2164	
	Multi-Purpose® 3.4						Small		2165	
	Multi-Purpose® 4.5								2166	
	Multi-Purpose® 5.5								2167	
	Xive & Frialit® 3.0						S		2034	ZFX18000260
	Xive & Frialit® 3.4						Small ou Regular		2035	ZFX18000270
	Xive & Frialit® 3.8								2036	ZFX18000280
	Xive s & Frialit® 4.5								2037	ZFX18000290
	Xive & Frialit® 5.5								2038	ZFX18000290
	Xive & Frialit® 6.5						S		2039	ZFX18000290
GLOBAL D®	I-ko-e® 3.5 - 5.0					*			2209	
	Twiko-e® 4.0 - 4.5								2210	
	Pilier droit 4.3								2196	
	Pilier a-gulé 4.7								2198	
MEGAGEN®	A-yO-e® 3.5 - 7.0								2202	
	A-yRidge® 3.5 - 8.0						S		2269	
	EZ Plus® 3.3					*	Small		2175	
	EZ Plus® 4.0 - 5.0								2176	
	Rescue Inter-al® 4.5 - 6.0					*	S		2269	

* il est fortement conseillé d'utiliser des bases multi-unit en cas d'engagement dans l'implant



Marque	Gamme d'impla- ts	Services d'usinage Zfx					Composants disponibles			
		 CrCo I Ti	 Zirco- e (sur base Ti Zfx)	 Tout Zirco- e	 Restauration- u- itaire	 Restauration- multiple	 Base Tita- e Zfx	 Vis Zfx	 Sca- body	 Usi- age sur pré- milled possible
MIS®	I- ter- al Hex® 3.3								2204 2291 2292	
	I- ter- al Hex® 3.75 - 4.2									
	I- ter- al Hex® 5.0 - 6.0									
	Multi-U- it® 4.8								2213	
NOBEL BIO CARE®	Active® 3.5					*	S/R		2040 2041	ZFX18000210 ZFX18000220
	Active® 4.3 - 5.0									
	Bra- emark® 3.5						Small ou Regular		2042 2043 2044	ZFX18000230 ZFX18000240 ZFX18000250
	Bra- emark® 4.1									
	Bra- emark® 5.1									
	Multi-U- it® 4.8						R		2045 2046	
	Multi-U- it® 6.0									
	Replace® 3.5						Small ou Regular		2047 2048 2049 2050	ZFX18000170 ZFX18000180 ZFX18000190 ZFX18000200
	Replace® 4.3									
	Replace® 5.0									
	Replace® 6.0									
OSSTEM®	GS & TS System® 3.5						Small		2173 2174	
	GS & TS System® 4.0 - 7.0									
P-I®	Amplified® 3.5								2273 2274	
	Amplified® 4.3 - 5.1									
	Co- ical Abutme- t® 4.8								2275	
	Exter- al Hexago- ® 3.5								2276 2277 2278	
	Exter- al Hexago- ® 4.1									
	Exter- al Hexago- ® 5.1									
	Morse Taper® 3.5 - 5.1								2279	

* il est fortement conseillé d'utiliser des bases multi-unit en cas d'engagement dans l'implant

		Services d'usinage Zfx					Composants disponibles			
Marque	Gamme d'implants	CrCo I Ti	Zirco- e (sur base Ti Zfx)	Tout Zirco- e	Restauratio- u- itaire	Restauratio- multiple	Base Tita- e Zfx	Vis Zfx	Sca- body	Usi- age sur pré- milled possible
STRAUMANN®	Bo- e Level® 3.3	■	■	■	■	*	S/R	■	2051	ZFX18000100
	Bo- e Level® 4.1 - 4.8	■	■	■	■	*		■	2052	ZFX18000110
	Multi-Base® 3.5	■	■	■	■	■	Small	■	2168	■
	Multi-Base® 4.5	■	■	■	■	■		■	2169	■
	Multi-Base® 6.5	■	■	■	■	■		■	2170	■
	Octa® 4.8	■	■	■	■	■	■	■	2280	■
	Octa® 6.5	■	■	■	■	■		■	2281	■
	Sy- Octa® 3.5	■	■	■	■	■	**	■	2053	■
	Sy- Octa® 4.8	■	■	■	■	■	R	■	2054	ZFX18000120
	Sy- Octa® 6.5	■	■	■	■	■		■	2055	ZFX18000130
SWEDEN&MARTINA®	Narrow Neck CrossFit® 3.5	■	■	■	■	■	■	■	2184	■
	Global® 3.8	■	■	■	■	■	■	■	2261	■
	Global® 4.3	■	■	■	■	■		■	2262	■
	Global® 4.8	■	■	■	■	■		■	2263	■
	Global® 5.5	■	■	■	■	■		■	2264	■
	Outli- k²® 3.3	■	■	■	■	■	■	■	2265	■
	Outli- k²® 4.1	■	■	■	■	■		■	2266	■
	Outli- k²® 3.75 - 4.1	■	■	■	■	■		■	2267	■
	Outli- k²® 5.0	■	■	■	■	■		■	2268	■
	Premium Koh- o® 3.3	■	■	■	■	■	■	■	2251	■
THOMMEN MEDICAL®	Premium Koh- o® 3.8	■	■	■	■	■		■	2252	■
	Premium Koh- o® 4.25	■	■	■	■	■		■	2253	■
	Premium Koh- o® 5.0	■	■	■	■	■		■	2254	■
	Premium Koh- o® 6.0	■	■	■	■	■		■	2255	■
	SPI® 3.5	■	■	■	■	■	■	■	2246	■
	SPI® 4.0	■	■	■	■	■		■	2247	■
THOMMEN MEDICAL®	SPI® 4.5	■	■	■	■	■		■	2248	■
	SPI® 5.0	■	■	■	■	■		■	2249	■
	SPI® 6.0	■	■	■	■	■		■	2250	■

* il est fortement conseillé d'utiliser des bases multi-unit en cas d'engagement dans l'implant

** Bases Small ou Regular pour les unitaires



		Services d'usinage Zfx					Composants disponibles				
Marque	Gamme d'impla- ts	 CrCo I Ti	 Zirco- e (sur base Ti Zfx)	 Tout Zirco- e	 Restauration- u- itaire	 Restauration- multiple	 Base Tita- e Zfx	 Vis Zfx	 Sca- body	 Usi- age sur pré- milled possible	
ZIMMER BIOMET®	Eztetic Impla- t® 2.9								2270	ZFX18000420	
	Tapered Screw Ve- t® 3.5						Small ou Regular	std	2056	ZFX18000390	
	Tapered Screw Ve- t® 4.5								2057	ZFX18000400	
	Tapered Screw Ve- t® 5.7								2058	ZFX18000410	
	Shoulder Abutme- t® 4.5						Small		2171		
	Shoulder Abutme- t® 6.5								2172		
	SwissPlus® 3.8						Small		2059		
	SwissPlus® 4.8								2060		
	Tapered Abutme- t® 4.5 (a- alogue ACTR)						Small		2157		
	Co- ical® 3.4						Small		2158		
	Co- ical® 4.1/5.0								2159		
	Certai- ® 3.4						Small ou Regular		2018	ZFX18000350	
	Certai- ® 4.1								2019	ZFX18000360	
	Certai- ® 5.0						Small		2020	ZFX18000360	
	Certai- ® 6.0								2021	ZFX18000360	
	IOL® - 4.5						Small		2161		
Low profile® - 4.8						Small		2162			
Exter- al Hex® - 3.4						Small ou Regular unit.		2022	ZFX18000370		
Exter- al Hex® - 4.1								2023	ZFX18000380		
Exter- al Hex® - 5.0								2024	ZFX18000380		
Exter- al Hex® - 6.0								2025	ZFX18000380		